

クリオスタット仕様書

1. 物品名：クリオスタット（凍結マイクローム）

次の機器を基準選定品とする。

ライカ社製 病理検室用クリオスタット CM1860UV

* 基準選定品以外で応札する場合は、別紙「同等品申請書」を別途指示する日時までに福岡女子大学まで提出し、その承認を得ること。

2. 運搬・設置等

・ 設置（A305 室の指定場所）：運搬、据付、試運転

3. 仕様条件

＜クリオスタットの仕様について＞

1. 切片厚設定範囲が $1\mu\text{m}$ ～ $100\mu\text{m}$ の範囲以上であること。
2. 最大試料サイズが $50\times 80\text{mm}$ の範囲以上であること。
3. 試料リトラクション機能（後退機構）を有しており、ONとOFFに切り替えられること。
4. 試料総送り量が 25mm 以上、試料垂直移動量 58mm 以上であること。
5. 電動試料送りは、2 段階以上の速度設定機能を有すること。
6. 凍結チャンバー内設定温度が 0°C ～ -35°C の範囲以上であること。
7. 凍結チャンバーの霜取りは、ホットガスによる24時間毎に1回の自動霜取り、そして手動霜取りを起動する機能を有していること。
8. ナイフホルダーは、ハイプロファイルとロープロファイルの両方の替刃が使用できること。
9. 凍結チャンバー内の感染防止機能に紫外線照射処理を有し、処理中であってもすぐに紫外線照射を終了させることができること。また、その後即時に薄切使用できること。

＜納入について＞

1. 納入期限は令和9年2月26日（金）まで。
2. 当該物品の搬入、設置、調整等は納入業者の責任で実施し、必要な機器や費用は納入業者の負担とする。また納入時に建物や物品が破損した場合、その修理費用は納入業者の負担とすること。
3. 納入品は中古品や改造品でなく、未使用の新品であること（動作確認による使用は除く）。
4. 当大学担当者の立ち合いの性能検査を行い、全ての仕様を満たしていることを確認すること。
5. 設置後1年以上を保証期間とし、正常な使用において発生した故障は無償にて修理または交換すること。
6. 保守および不具合対処等のアフターサービスは継続的に行うこと。
7. 日本語の取扱説明書を、印刷体および電子媒体として附属すること。
8. 本仕様に明示無き事項については、当大学の指示のもと実施すること。